



## Högflödessår

Av Sarah Haughey, RGN BSc,  
Belfast, Northern Ireland

### Huvudpunkter

- 62-årig kvinna;
- Lång historia med Chron's sjukdom;
- Elektiv bräckoperation med komplikation i form av sepsis på grund av perforerad tarm;
- Buksåret kunde ej slutas;
- Kvinnan kunde så småningom skrivas ut för att vårdas av hemsjukvård.

### Fördelar för sjukvårdspersonal

Hon kunde vårdas både av sin familj och hemsjukvården.  
Hon var kopplad till kontinuerligt dränage via eakin Sår & Fistelpåse.

### Fördelar för livskvalitet

Sår & Fistelpåsen kunde sitta längre.  
Inget läckage.  
Patienten kunde vårdas hemma.

### Kostnadsbesparingar

eakin® Sår & Fistelpåse kunde sitta i tre dagar.  
Kvinnan kunde lämna sjukhuset och vårdas i hemmet.

# Fallstudie 4

## Omhändertagande av ett komplicerat sår

Fallstudie som tittar närmare på användandet av eakin® Sår & Fistelpåse vid behandling av ett komplicerat buksår.

### Anamnes

62-årig kvinna med Crohns sjukdom sedan många år. Hon har genomgått ett flertal tunntarmsresektioner. Hon lades in på sjukhus för att operera ett bukväggsbräck med nät.

Hon utvecklade sepsis och fick återvända till operation för en laparotomi där man tog bort en bit perforerad tunntarm. Det gick inte att sluta buksåret och kvinnan låg kvar på sjukhuset i sex månader på grund av komplicerat vårdbehov.

### Vårdplan

Under vårdtiden på sjukhuset användes eakin® Sår & Fistelpåse med framgång och byttes regelbundet på tisdagar och lördagar. När man började planera hemgång uttryckte hennes familj en önskan om att vara delaktig i alla delar av hennes vård.

Hemgång efter en långvarig vistelse kan vara mycket prövande för alla inblandade. Även om familjen ville ansvara för att lägga om kvinnans sår på helgen så upptäckte hennes man att den eakin® Sår & Fistelpåse som han hade satt på

### Använda produkter

839265 XL eakin® Sår & Fistelpåsar

839002 small eakin **Cohesive**® hudskyddsring



läckte två gånger under helgen. Även om det uppstod läckage så avstod familjen från att kontakta hemsjukvården då de var oroliga för att deras mamma skulle bli inlagd på sjukhuset igen.

Distriktssköterskan besökte familjen på måndagen och fann att familjen var mycket bekymrade över att de inte klarade av att sköta kvinnans sår. Då det inte var uppenbart vad som hade gått fel med eakin® Sår & Fistelpåsen, arrangerades ett vårdplaneringsmöte med en specialistsjuksköterska för att diskutera situationen.

Under mötet med specialistsjuksköterskan framgick det att familjen hade haft många besökare under helgen och då stressnivån var hög medgav mannen att det möjligen var så att de inte hade lagt ner tillräckligt mycket tid på att vårda hennes hud och byta påsen på ett korrekt sätt.

Det uppdagades att det var en kombination av faktorer som hade lett till läckagen. Flödet från såret hade ökat då kvinnan åt och drack mer än vad hon gjorde på sjukhuset och hon var mer rörlig och gick i trappor för att använda badrummet på ovanvåningen oftare.

Specialistsjuksköterskan använde dialogen



som en möjlighet att lära ut grunderna i sårvård för att säkerställa att kombinationen av familj och hemsjukvård blev tryggare i omhändertagandet.

## Process

Här kan du se stegen som lärdes ut av specialistsjuksköterskan för att minimera läckage runt såröppningen och förbättra kvinnans livskvalitet.

1. Sårkanterna rengjordes med koksalt och torkades med kompress.
2. Sårpuder applicerades på den skadade huden.
3. Hudvecken runt såret fylldes ut med eakin **Cohesive**® hudskydd för att få en jämn yta.
4. eakin® Sår & Fistelpåse sattes på och kopplades till en uppsamlingspåse på grund av höga flöden från såret.

Man uppnådde en förlängd användningstid och kvinnan kunde fortfarande vårdas hemma med hjälp av hemsjukvård och sin familj.

