


Snabbare och bättre vidhäftning. ("Tack" är hur snabbt plattan fäster)


Hydrokolloiden på Confidence® Natural Soft Convex har 30% högre vidhäftning än plattan på Confidence® Convex Supersoft och uppnår 90% av maximal vidhäftning inom 30 sekunder efter fastsättning på huden.

Jämförelse av konvexa hydrokolloider: Tack vs Vidhäftning




20% tunnare platta*

Plattan på Confidence® Natural Soft Convex är 20% tunnare än Confidence® Convex Supersoft platta och Confidence® Natural platta, men har ändå god absorptionsförmåga.*



CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX
OCH CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



En jämförelse

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller gratis prover:

046-29 24 00

kundservice@mcare.se

www.mcare.se

@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

© Registrerte varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Produkter og varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd er beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden. For ytterligere opplysninger, gå til www.salts.co.uk
*Upubliserte data fra Salts Healthcare Ltd.

RM765575 09/19



Recognising Salts research
into healthy stoma skin



DERMATOLOGICALLY
ACCREDITED

salts
HEALTHCARE

mcare

CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX



Banbrytande utveckling har lett fram till vår mjukaste, bäst vidhäftande och mest flexibla platta. Confidence® Natural Soft Convex har ett antal unika egenskaper som är framtagna för att ge användaren en bättre passform, bättre känsla och bättre livskvalitet. Den femflikiga hydrokolloiden innehåller Aloe Vera som kan hjälpa till att mjuka upp och skydda huden.

Till alla våra mest populära produkter med Flexifit®-plattan tillsätts Aloe Vera, som på ett naturligt sätt hjälper till att lugna och skydda huden runt stomin. Aloe Vera absorberar mycket fukt men har också den unika förmågan att kunna återfukta hud som har blivit torr.




CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT



Confidence® Convex Supersoft erbjuder en något fastare konvexitet än vår Confidence® Natural Soft Convex, för de användare som behöver det. Påsarna finns som slutna, tömbara och för urostomi.

Confidence® Convex Supersoft har med sin mycket följsamma men ändå lite fastare konvexitet varit en fantastisk problemlösare för många stomiopererade sedan 2007.



CONFIDENCE® NATURAL SOFT CONVEX

CONFIDENCE® CONVEX SUPERSOFT

Plattan innehåller Aloe Vera	✓	–
Plattan har fem unika flikar	✓	–
Plattans tjocklek	0.7mm	0.9mm
Plattan lämnar inga rester vid borttagande	✓	✓
Hydrokolloiden når 90% av högsta vidhäftning på 30 sekunder* (se nästa sida)	✓	–
Konvexringens mjukhet*	✓✓✓✓	✓✓
 <p>41% mindre kraft krävs för att böja Confidence® Natural Soft Convex ringen[^] jämfört med Confidence® Convex Supersoft*</p>		
Filtersystem med backventil som minimerar risk för ballooning**	✓	–
Starka, mycket mjuka och flexibla bältesöron	✓	–
Hållbart, snabbtorkande och mjukt non-woven	✓	–
Delad framsida för enklare placering och möjlighet att inspektera stomin	✓	✓
Beige plast i utloppet innebär ökad diskretion	✓	–
Flik på utloppet på tömbara påsar för enklare tömning	✓	–
Diskret förslutning på tömbara påsar med ett dolt kardborrefäste under non-woven	✓	✓

*data finns hos Salts Healthcare Ltd. **Endast tömbara påsar. [^]Size XN1325.