


Skillnad i tack och vidhäftning. ("Tack" är hur snabbt plattan fäster)

Hydrokolloiden på Confidence® Natural Advance uppnår mer än 90% av sin fästförmåga* inom 30 sekunder och har 30% högre vidhäftning efter 5 minuter.

Jämförelse av plattan: **Tack** vs **Vidhäftning**



25% mindre nedbrytning under en 24-timmars period*


Plattan på Confidence® Natural Advance Urostomi har en särskild formel med motståndskraft mot rikliga flöden, något som minskar nedbrytning av plattan och förlänger användningstiden. Den har visat sig ha 25 % mindre nedbrytning under en 24-timmars period trots urinets frätande egenskaper.*



82% högre absorption

Confidence® Natural har 82% högre absorption jämfört med Confidence® Natural Advance.

Jämförelse av plattan: **Absorption**



Varmt välkommen att kontakta oss för mer information eller gratis prover:

046-29 24 00

kundservice@mcare.se

www.mcare.se

@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

© Registrerte varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Produkter og varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd er beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden. For ytterligere opplysninger, gå til www.salts.co.uk
*Upubliserte data fra Salts Healthcare Ltd.

RM765574 08/19

CONFIDENCE® NATURAL OCH CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE



En jämförelse

salts
HEALTHCARE

mcare



Recognising Salts research
into healthy stoma skin




DERMATOLOGICALLY
ACCREDITED

CONFIDENCE® NATURAL



Confidence® Natural har en något tjockare platta med (82%) högre absorptionsförmåga jämfört med Natural Advance. Confidence® Natural passar därför extra bra till fuktig hud, till exempel när man svettas mycket, när stomin är fuktig eller när det vätskar från stygnen runt stomin. Den höga absorptionsförmågan kan också medföra färre läckage.



CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE



Confidence® Natural Advance har en ny hydrokolloid som fäster snabbt och sitter länge. Den passar därför bra när man vill ha snabb och hög vidhäftning, när man behöver ökad säkerhet och den kan även hjälpa om man har problem med läckage eftersom den fäster så bra. Andra unika egenskaper för Confidence® Natural Advance är den delade framsidan i glasklar plast i kombination med beige plast i utloppet. Dessutom har plattan tvåfärgad skyddsfilm som gör det tydligare att klippa hål i rätt storlek.



Både Confidence® Natural och Confidence® Natural Advance har den unika femflikiga Flexifit®-plattan med Aloe Vera, för perfekt passform och frisk hud.

CONFIDENCE® NATURAL

CONFIDENCE® NATURAL ADVANCE

| | | |
|---|-------|-------|
| Två färger på skyddsfilm för bättre användarvänlighet | – | ✓ |
| Plattan innehåller Aloe Vera  | ✓ | ✓ |
| Unik femflikig Flexifit®-platta | ✓ | ✓ |
| Plattans baksida är klädd med non-woven | ✓ | – |
| Plattans baksida är klädd med en följsam skumliknande film | – | ✓ |
| Plattans tjocklek på slutna och tömbara påsar | 0,8mm | 0,7mm |
| Tjockare platta underlättar för personer med nedsatt fingerfärdighet | ✓ | – |
| Hydrokolloiden fäster till 90 procent på 30 sekunders* (se nästa sida) | – | ✓ |
| Hydrokolloiden når 30 % högre vidhäftning efter fem minuter* (se nästa sida) | – | ✓ |
| Confidence® Natural har 82% högre absorptionsförmåga jämfört med Confidence® Natural Advance (se absorptionstabell på nästa sida) | ✓ | – |
| Plattan lämnar inga rester | – | ✓ |
| Kan ibland lämna spår av rester tack vare den höga absorptionsförmågan | ✓ | – |
| Hög absorptionsförmåga innebär att plattan bildar en "polokrage" runt stomin som kan motverka läckage | ✓ | – |
| Lite lättare att lossa plattan från huden | ✓ | – |
| Filtersystem med backventil för att minimera risk för ballooning** | – | ✓ |
| Mjukt beige non-woven med delad framsida | ✓ | ✓ |
| Beige utlopp på tömbar påse | – | ✓ |
| Flik på utloppet på tömbar påse för enklare tömning | – | ✓ |
| Diskret förslutning på tömbara påsar med ett dolt kardborrefäste under non-woven gör att påsens utlopp blir ännu mer diskret | ✓ | ✓ |
| Finns som slutna | ✓ | ✓ |
| Finns som tömbara | ✓ | ✓ |
| Finns som uro | – | ✓ |
| Finns med uppklippbare hål | ✓ | ✓ |
| Finns med förklippta hål | ✓ | ✓ |

*data finns hos Salts Healthcare Ltd. **Endast tömbara påsar.